

FUJIIRYŌKI

サイバーリラックス

CYBER-RELAX

マッサージチェア AS-R710

進化した3つのメカで、日々の疲れから解放。



現代人の溜まった疲れを 全身同時に解きほぐす。

長時間座りっぱなしや立ち仕事などの生活が続く現代人に、くつろぎのひとときを。

首や肩、腰まわり、脚の疲れに的確にアプローチし、3つの専用メカによる

深いもみ心地で効率よくスピーディーに心身をリセット。

日々の疲労から解放して、快適なコンディションへと導きます。



MASSAGE 01

脚マッサージ

仕事や家事などの足の疲れと、
長時間立ちっぱなし、
座りっぱなしによるふくらはぎの
こわばりを同時にほぐします。



MASSAGE 02

お尻・もも裏マッサージ

デスクワークや長時間の座り姿勢に
よりお尻の筋肉が圧迫され疲れが
蓄積しやすくなります。
お尻や骨盤周辺、もも裏を
深くほぐします。



MASSAGE 03

首・肩から腰マッサージ

パソコンやスマートフォン等の使用で
前かがみの姿勢による首や肩、
背中から腰の広範囲の疲れを
多彩なもみ技でほぐします。

こだわりの3つの専用メカで、
全身の疲れを一気にほぐす。

全身の疲れを効率的にマッサージするため
疲れの溜まりやすい首や肩から腰まわり、
お尻からも裏、足先からふくらはぎに
3つの専用メカを搭載。



新たなもみ技を搭載し、首や肩から腰まわりをしっかりとほぐします

NEW 4つ玉つかみほぐしメカ2.0

肩をしっかりとつかみほぐす機構に首肩まわりを交互にほぐす動作を新たに搭載。
4つのもみ玉で部位ごとに適した多彩なもみ心地を実現。

360度回転もみ玉

滑らかなもみ心地を実現。



※上玉に採用

肩つかみ動作

肩は上下の方向からしっかりと
つかんでほぐします。



S字フィット フレーム

背中中は4つ玉で
広範囲にほぐし、
腰は深く
もみほぐします。



部位別強弱調節機能

部位ごとにマッサージの
強さをお好みに合わせて
調節できます。



肩 | 5段階
背 | 2段階
腰 | 5段階

肩位置自動検出& プログラムフィードバック

身長や体形に応じて適切な
マッサージポイントを予測し
マッサージを行います。



肩の位置を
自動検出

背・腰部の
位置を自動予測

マッサージ
プログラムに反映

基本もみ技に加え、さらに集中的に部位をケアする多彩なマッサージをご用意しました。

NEW 肩交互もみ(基本技)



首肩まわりをもみほぐすように、左右交互にメリハリのある動きでマッサージします。

NEW 肩交互さざなみ(基本技)



肩を交互にもみながら、たたく動きでゆさぶるようにほぐすことで、波打つようにマッサージします。

基本技

もみ

たたき

さざなみ

NEW 肩交互もみ

NEW 肩交互さざなみ

背すじ伸ばし

専門技

肩つかみ

肩たたき

肩甲骨ほぐし

腰ハード

NEW 仙骨ほぐし

坐骨ほぐし

疲れが溜まりやすいお尻からもも裏を押し上げるようにマッサージ


NEW 坐骨ほぐしメカ

お尻の付け根から膝裏にかけて
4つのローラーが押し上げるように
力強くもみほぐします。



シーソー式アーム

上下に可動するアームで
お尻のラインに密着するように
ほぐします。



NEW 仙骨ほぐし(専門技)

長時間のデスクワークや立ち仕事などで腰やお尻周辺の
疲れが気になる方に仙骨周辺をほぐすマッサージコースです。
もも裏からお尻付近をローラーで持ち上げエアバッグで
骨盤をホールドし、仙骨周辺をしっかりともみほぐします。



ふくらはぎと足裏をパワフルにマッサージ

脚つかみほぐしメカ カスタム

ふくらはぎと足は独自開発の「もみ板」を用いたメカでもみ、
同時にローラーとパイプ機能でパワフルにほぐします。



足先+足裏


足首から足先を左右のもみ板で
しっかりと挟み込みながらほぐし
ます。足裏は回転ローラーと、足
先とかかとの指圧突起が振動し
て全体をほぐします。



パイプ機能

ふくらはぎ

もみ板がふくらはぎをもみあげ、
ローラーでふくらはぎ裏の筋肉
を刺激します。



脚部強弱調節2段階

ふくらはぎのもみの強さを
2段階で調節できます。

エアーマッサージや ストレッチ動作で 充実のマッサージ。

包み込むように圧迫する
エアーマッサージと筋肉を伸ばしてほぐす
ストレッチ機能、さらにヒーター機能を搭載。



エアーマッサージ 強弱調節3段階

面で圧迫を加えたい肩・腕・もも横には、エアースタックによるマッサージを採用。



もも横エアーマッサージ
骨盤まわりから太ももまで約29cmの
大型エアースタックで圧迫します。

NEW
大型もも横
エアースタック
搭載

肩エアーマッサージ
肩から二の腕までを包むようにマッサージ。

腕エアーマッサージ
ひじから手の平までを挟み込むように
圧迫しマッサージします。

ストレッチ機能

全身をストレッチマッサージする「ストレッチコース」や
個別の「脚ストレッチ」機能を搭載しています。



全身ストレッチ(ストレッチコース)

エアースタックで身体を固定し、
もみ玉で下から押し上げるように全身をくまなく伸ばします。

脚ストレッチ

ふくらはぎと足をもみ玉で
つかんで下方に脚板を
引っ張り伸ばします。



ヒーター機能 設定温度 約43℃


※設定温度と体感温度は異なります。

温浴背ヒーター 独自機能

温風を蓄熱する特殊構造の
背パッドを採用。
腰まわりから背中まで上半身を
広範囲に温めます。



温風を感じる
パンチング
レザー



足裏ヒーター

冷えやすい足先を、
ヒーターでじんわり温めます。



光るLEDボタンで分かりやすく 使いやすいLEDダイレクトリモコン

ワンタッチ強弱モード

肩・背・腰のマッサージ、座もみ、脚もみ、ふくらはぎのもみ動作の強さと、肩、腕、腰の
エアーマッサージの強さをまとめて一つのボタンで3段階に調節できます。

ソフト

ゆったりとやさしいマッサージがしたい時
もみ「強さ1」、エアーマッサージ「強さ1」

バランス

毎日の疲れをしっかりとほぐしたい時
もみ「強さ1〜3」、エアーマッサージ「強さ2」

ハード

強めのマッサージで全身をほぐしたい時
もみ「強さ2〜5(最大値)」、エアーマッサージ「強さ3(最大値)」

マッサージコース

全身

全身をくまなくマッサージ。

全身集中

部位ごとにじっくりと集中的に。

肩

溜まった肩・背部の疲れに。

腰

腰まわりのコリや疲れを念入りにケア。

下半身ケア

腰・お尻・脚を重点的に。

ストレッチ


全身を伸ばしてすっきり。

専門技／部位を集中的にケア

- 肩つかみ
- 肩たたき
- 肩甲骨ほぐし
- 腰ハード
- 仙骨ほぐし
- 坐骨ほぐし

各種マッサージ強さ調節(もみ強さ、エア・下半身調節)

もみ玉のマッサージ強さ(肩・背・腰)、エア動作(肩・腕・腰)、
下半身(座・脚・ふくらはぎ)のマッサージ強さをそれぞれ個別に調節できます。



RED &
BROWN
レッド&ブラウン(RB)

BLACK
ブラック(BK)

サイバーリラックス AS-R710 マッサージチェア M25


メーカー希望小売価格：オープン価格

仕様

- 本体寸法：
リクライニングしていない時（脚部収納、肩部を閉じたとき）
幅 約69×奥行 約133×高さ 約109cm
リクライニングした時（脚部最大使用、肩部を開いたとき）
幅 約84×奥行 約203×高さ 約80cm
- 梱包箱寸法：幅77×奥行170×高さ87cm
- 適応ふくらはぎ周囲のめやす：約38cm以下
※ふくらはぎの周囲サイズによっては、強く感じる場合があります。
※適応サイズを超えると一部動作が制限される場合があります。
- リクライニング角度：約126～約164度
- 質量：約68kg ●電源：AC100V（50/60Hz）
- 消費電力：190W（ヒーターのみ40W）
- 定格時間：20分（オートタイマー約15分）
- 医療機器認証番号：307AHBZX00017000（家庭用電気マッサージ器・管理医療機器）

●設置


リクライニングできるスペースをあけて、水平なところに設置してください。前方向に35cm以上、後方向に35cm以上必要です。



肩うづあてフィット



脚部パネスライド



リモコンポケット（左右）



レッド×ブラウン（RB）

JANコード：4951704173827




ブラック（BK）

JANコード：4951704173810

- 電気代の目安：約88円/月（ヒーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合）
- 電気代の目安：約70円/月（マッサージを1日約30分、毎日使用した場合）
- ※電力料金目安単価：31円/kWh（税込）で算出。（当社調べ）

寸法図（cm）



ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。

●医師からマッサージを禁じられている人（例：血栓（塞）栓）症、重度の動脈リウ（瘤）、急性静脈リウ（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。

●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう（腫瘍）のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上（有熱期）の人（例：急性炎症症状[けん]（倦）怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期。衰弱しているとき。） ●骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、急性[とう]（痛）痛性疾患の人 ●背骨（脊椎）に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人

■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612** 受付：平日9:00～17:30（土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く）

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使い方をお電話で
サポート!

ソムリエコール **0120-113-706**
受付：平日9:00～17:30（土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く）



フジ医療器製品の
消耗品・別売品は!

フジ医療器オンラインショップ
www.fujiiryoki.shop

●お求めは…

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2025年11月現在のものです。

25.11.3M.BQ.BE.A [注文No.1807]