

低周波・電位組合せ家庭用医療機器

マイナルファ

FX-M14000

くつろぎながら、身体を整える。

AIS
搭載



電位
治療

低周波
治療



ご自宅でくつろぎながら、
毎日の健康管理を1台2役の治療器で。

電 位 低周波



電 位 治 療

人体を絶縁状態に置き
全身に一定量の電位を与え整える

通電シートから全身を包み込むように、電界を発生させ頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘の症状を和らげます。リビングなどの椅子や寝室のベッドにも使用でき、ご自宅でくつろぎながら電位治療ができます。

電位治療器の使用目的または効果
頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘の緩解
一般家庭で使用するこ



検電機能付きリモコン
治療スタート/ストップの操作と
電界の発生を確認できます。




リラックスした姿勢でやさしく身体を電位治療します



簡単操作でおまかせ設定 AIS(AI System)

AIが面倒な操作や設定をアシスト。自動制御+オートメモリー機能で最適な電位治療を行います。

生体情報の入力で AIが最適な治療を自動選択 AIコース	スイング波で電圧実効値の 低下を防止 電圧自動調整・補正
3種類の波形 慣れ防止機能	2回目以降は情報入力不要 設定内容記憶



体調に合わせて選べる 5種類の治療コース

電位治療 やさしい しっかり ゆったり	選択 AI 電位設定 マニュアル	やさしい しっかり ゆったり AI マニュアル
------------------------	---------------------------	-------------------------------------

やさしい、しっかり、ゆったり、AI、マニュアルの各コースから体調に合わせてお好みのコースを選択可能。

ガンマ波 電位・低周波共通機能

全治療コースで40Hzのガンマ波が
身体を刺激します。



最適な環境で治療可能 出力状況を可視化



絶縁の状態によって出力パワーが変化し、治療環境を確認できます。
いつでも最適な環境で治療ができ、放電の予防にもつながります。

電位バランス切替機能 トランス2基搭載

体調や生活リズムに合わせ、プラスとマイナスの電気バ
ランスを切り替えます。また、搭載した2基のトランスが
出力バランスを一定に保ち安定した治療を行います。

家庭用電位治療器の
作用仮説

効果に影響を与えていると思われる作用は、ヒトに電界を掛けると、体毛が揺れて皮膚を刺激することや、皮膚温の上昇が確認されているので、「電界作用が皮膚の感覚や圧を感じる感覚受容器を刺激し、血液の循環とからだの調節機能に働きかける。」ものと考えられます。〔「作用仮説」とは、医学・科学・工学の専門家による評価委員会が得た作用の仮説であり、効果ではありません。〕 出典：(社)日本ホームヘルス機器協会「家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイドIV」平成30年度版

気になる部位をしっかりケア 5つの部位別コースと20段階の強弱機能を搭載

4つの部位別コースに加え、EMS+M.カレントの5つのコースを搭載。治療したい部位や症状に合わせて選択できます。
やさしい刺激から強めの刺激まで20段階に調節可能で、お好みの強さを選んで治療できます。

肩コース 心地よいリズムのたたきと 優しいもみで、コリをほぐします。	腕コース もみ、たたき、押すなど 多彩な動きでほぐします。	腰コース 手もみのようにやさしく じんわりほぐします。	ひざコース 細かい振動とゆっくり押すような 刺激でほぐします。	EMS+M.カレントコース 手軽に筋肉トレーニングを 行えます。 運動後の疲労回復や関節の 痛みをやわらげます。
--	---	---------------------------------------	---	--

家庭用低周波治療器の
作用仮説

効果に影響を与えていると思われる作用は、経皮的に低周波の電気を通電すると、電気が神経に伝わり疼痛感覚を抑制し鎮痛が発生するものと考えられます。また、筋肉を収縮し、筋のポンプ作用及び血管拡張により血行が促進することや、麻痺した筋肉を収縮し、自発的運動と同様の運動が発生するものと考えられます。〔「作用仮説」とは、医学・科学・工学の専門家による評価委員会が得た作用の仮説であり、効果ではありません。〕 出典：(社)日本ホームヘルス機器協会「家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイドIV」平成30年度版

低 周 波 治 療

心地よい電流の刺激で筋肉のコリをとり
神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

周波数の低い電流刺激で身体を心地よくもみほぐし、
筋肉のコリや神経の痛みをやわらげます。
また、動きの悪くなった筋肉を刺激し血行を促進させ
トレーニング効果や疲労を回復させる効果があります。

低周波治療器の使用目的または効果

肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防、マッサージ効果
一般家庭で使用するこ

※首から頭部にかけては使用しないでください。



低周波・電位組合せ家庭用医療機器
マイナルファ14000

FX-M14000

メーカー希望小売価格 880,000円(税込)

- 寸法(約) / 本体:幅40×奥行20×高さ31cm
絶縁マット:幅100×長さ200cm 通電シート:縦20×横100cm
- 本体質量(約):10kg ● 電源電圧:AC100V(50/60Hz) ● 電源コードの長さ(約):2.3m
- 通電シートのコードの長さ(約):1.8m ● 低周波コードの長さ(約):1.8m
- 医療機器認証番号:306AZBX00027000(管理医療機器)
- JANコード:4951704432207

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ■ 電位治療器 | ■ 低周波治療器 |
| ● 消費電力(約):最大12W(14000Vp時) | ● 消費電力(約):最大5W |
| ● 出力電圧:1000Vp、4500Vp、9000Vp、14000Vp | ● 発振周波数(約):1.2KHz以下 |
| ● タイマー時間:20分、40分、60分、8時間(1000Vp時のみ) | ● タイマー時間:15分 |



同梱付属品	①通電シート1枚 ②絶縁マット1枚 ③リモコン(検電器)1個 ●単3形マンガン乾電池1個 ④低周波コード1本 ⑤低周波パッド(4枚入)1個
消耗品	①通電シート1枚/26,400円(税込) ⑥低周波パッド(4枚入)1個/2,640円(税込)

画面を見ながらのボタン選択で、操作も簡単！

■「電源ボタン」を押して画面を表示。約2秒後に下の選択画面に切り替わります。

■「治療選択」で電位治療または低周波治療を選ぶ。

■「選択ボタン」でお好みのコースを選択する。

■「スタート/ストップボタン」で治療開始。

■「ガンマ波ボタン」

◆ガンマ波「γ」機能
電位治療、及び低周波治療時に「γ」ボタンを押すと、40Hz(ガンマ波周波数帯)の波形を中心とした出力が発生します。

◆オートメモリー機能
前回治療を行ったコースとモードを記憶してスタートします。

◆省電力モード
25分間操作がない場合、液晶パネル画面が自動的に暗くなります。

危険

■ 次のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがありますので、ご使用にならないでください。
●ペースメーカ、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器 ●心電計等の装着形医用電気機器
■ 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は、ご使用にならないでください。

警告注意

■ 次の方はご使用をさけるか、必ず医師にご相談のうえご使用ください。 ● 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の方 ● 妊娠初期の不安定期、または出産直後の方 ● 悪性腫瘍のある方 ● 心臓に障害のある方 ● 安静を必要とする方 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ● 体温38℃以上(有熱期)の方 ● 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき ● 感染症疾患のある方 ● 自分で意思表示できない方 ● 酒気帯びしている方 ● 医師の治療を受けている方や、特に身体に異常を感じているとき
■ 次の方は、取り扱いの人が必ず付き添ってご使用ください。 ● 介護が必要な方、子供 ● 取扱説明書の内容を理解できない方
■ ご自身以外(友人など)の方がご使用されるときは、付き添うか、よく説明してご使用させてください。お使いになる方に、取扱説明書を読んでからお使いになるようにご説明ください。
■ 乳幼児および身体に障害のある方にはご使用にならないでください。 ● 飲酒時や、睡眠薬を飲んだときはご使用にならないでください。 ● 導子が濡れている時は、ご使用にならないでください。 ● ご使用中の人には触れないようにしてください。
■ ご使用中、身体に異常を感じたときには、直ちに使用を中止してください。

保証期間 本体1年(保証書、取扱説明書は記載内容を十分にご確認ください。大切に保管してください。付属品、消耗品は保証対象外です。)

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル 0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。	Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。
FAX番号	06-4793-0818	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて
株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！ フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

日本製 ●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2024年8月現在のものです。

24.08.1S.FT.BD.A [注文No.1740]