

FUJIIRYOKI

RELAX MASTER マッサージチェア

AS-690

想像以上のスペック、
想像以下のサイズ



詳しくは製品サイトへ




GRIP式メカ3.0+(プラス)採用でワンランク上の癒しを

部位に合わせてもみ技が変化する

6つ玉機構


6つのもみ玉が、肩はつかんでほぐす、
背中は広範囲に、腰は深く、お尻は下部まできめ細かいマッサージを体感できます。



滑らかなもみ心地

360度回転もみ玉

従来の横回転に加え縦回転を可能としたもみ玉を開発。
身体に沿って流れるようなマッサージを体感できます。



背すじのカーブに沿った

S字フィットフレーム

背中部分のフレームに、首・肩・背中・腰の曲線に沿うようなS字型のカーブフレームを採用。




首/肩/
背中/腰の
体感がUP!!

これまでの多機能はそのままに、より進化したマッサージ体験を

MECHANICAL MASSAGE

もみ、ほぐし、たたき…。多彩な癒しを叶える「メカマッサージ」



もみ技を部位ごとに変化させ、
より快適なマッサージを行います

各部位を6つのもみ玉が変化し
重点的にケア

5つの専用技

首ほぐし 肩ハード 肩甲骨
腰ハード 尻ほぐし



適切なポイントでマッサージ
肩位置自動検出&
プログラムフィードバック

お好みの強さが選べる
部位別強弱調節機能

AIR MASSAGE

全身がエアーの癒しに包まれる、贅沢な「エアーマッサージ」

22個の
エアーバッグ



肩ぐう

肩から二の腕までを
しっかりマッサージ

骨盤

骨盤まわりの筋肉を
心地よくほぐす

腕部

ひじ下から手まで
しっかりマッサージ

ふくらはぎ&足裏

ひざ下から足先まで
包み込むようにほぐす

優れた収納機能

肩部収納機能



反転式フットレスト&脚部収納機能

背中と足裏をポカポカ温める

独立機能 温浴背ヒーター

足裏ヒーター



ひっぱり伸ばして体すっきり

全身ストレッチ(ストレッチコース)

フットストレッチ



仕様

リラクスマスター マッサージチェア AS-690

メーカー希望小売価格：オープン価格

【商品仕様】

- 本体寸法：
(脚部収納時)幅 約69cm×奥行 約106cm×高さ 約104cm
(肩・脚部最大使用、リクライニング時)幅 約69cm×奥行 約182cm×高さ 約80cm
- リクライニング角度:約118~149度
- 質量:約61kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:141W(ヒーターのみ40W)
- 定格時間:20分(オートタイマー:約15分)
- 医療機器認証番号:229ABBZX00051000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)




ブラック(BK)

[収納時]

JANコード:4951704170031

寸法

搬入幅
約71cm



搬入幅:
本体搬入幅69cm
+2cm(養生のため)
以上必要です。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次的人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく](塞)栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次的人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ベースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゆよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けいん(倦)怠感、寒寒、血管変動など]の強い時期)衰弱しているとき。) ●骨粗しょう(懸症)の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう](疼)痛性疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人はお子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用せないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ○この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

○この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612**

受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受付けは24時間行っておりますが、

お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報をご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しのお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店に
ご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。

あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2020年4月現在のものです。