

FUJIIRYŌKI

マッサージチェア AS-R640

サイズも性能も妥協しない、
感動のマッサージチェア。



リラクスマスター


RELAX MASTER

AS-R640

充実のマッサージで全身を整えて、リフレッシュ。

疲れが気になる肩や背中、腰を、多彩なマッサージ機能で心地よくほぐします。さらに、腕や骨盤まわり、足はエアーマッサージでしっかりと圧迫し、スッキリと疲れを解放します。

肩交互もみ(基本技)



肩を左右交互に滑らかにもみほぐすことで、より深くまで届くような体感を実現。

お部屋にスッキリ置けるコンパクトタイプ。

見た目もコンパクトに収納でき、ソファとしても使える省スペース設計で、限られた空間にも置きやすい。インテリアに溶け込む落ち着いたデザインで、毎日の暮らしに違和感なくなじみます。


反転式 フットレスト& 脚部収納機能

レバーを上げ、脚部を反転させてフットレストに。さらに収納も可能。



スライド リクライニング 機能

壁際にもスッキリ設置可能。




MECHANICAL MASSAGE 首からお尻までの各部位を丁寧にマッサージ

GRIP式メカ5.0 首・肩は4つのもみ玉でしっかりとつかみほぐし、背中から腰にかけては広範囲を滑らかにマッサージ。部位毎に最適なもみ動作を使い分けることで、多彩なマッサージを実現。

肩のつかみ動作


人の手でつかむように4つのもみ玉で上下からもみほぐす。



※動作イメージです。

360°回転もみ玉

滑らかなもみ心地を実現。



※左右の上玉のみ

S字フィットフレーム

背すじの曲線に沿ったフレームで身体にフィットしたもみ心地を実現。



多彩なもみ技 基本技 もみ たたぎ さざなみ 肩交互もみ 背すじ伸ばし 専用技 首ほぐし 肩ハード 肩甲骨 腰ハード 坐骨集中 尻ほぐし

肩位置自動検出& プログラムフィードバック

身長や体形に応じて適切なマッサージポイントを予測しマッサージを行います。


肩の位置を自動検出



背・腰部の位置を自動予測



マッサージプログラムに反映



部位別強弱調節機能

部位ごとに好みの強さに調節できます。



肩 強弱調節 5段階

背 強弱調節 2段階

腰 強弱調節 5段階

首からお尻まで
約73cmの施術範囲

AIR MASSAGE 22個のエアーバッグで全身を心地よく包み込む

エアー強さ 一括調節／部位別強弱調節機能


エアーマッサージの強さをお好みで一括または部位別に3段階から選べます。



肩 両肩計4個のエアーバッグで肩から二の腕までをマッサージ。



腕 肘から指先まで包み込むようにほぐします。




腰 骨盤まわりを座面／もも横から心地よく締めつけます。



脚 ふくらはぎと足先を圧迫し、足裏は突起で刺激します。


骨盤ほぐし座エアー NEW



骨盤まわりの大きな筋肉を包み込むように広範囲を圧迫してほぐします。

骨盤ひねりモード

骨盤ほぐし座エアーが腰まわりの筋肉をしっかりと包んでひねるようにマッサージします。



エアーじっくりモード NEW

通常のエアーマッサージよりも、圧迫時間を長くすることで、疲れをスッキリと解放します。


エアーじっくり



独自機能 温浴背ヒーター／足裏ヒーター



背中を包むように心地よく温めます。



足先をじんわり温めます。

※設定温度：約43度(設定温度と体感温度は異なります。)


全身ストレッチ【ストレッチコース】

エアーバッグで身体を固定し、もみ玉で伸ばしてほぐします。



脚ストレッチ

ふくらはぎを固定し、脚部を下方に伸ばします。



LEDダイレクトリモコン

カテゴリー別のボタン配置と
光るLEDが使いやすい。

ワンタッチ強弱モード

全身のマッサージの強弱調節を
簡単ワンタッチで操作できます。

6種類のマッサージコース

全身

肩

腰

下半身

ストレッチ

エア

下半身

NEW

骨盤まわりから足先のこりや
疲れをやわらげるコース

6種類の専用技

首ほぐし

肩ハード

肩甲骨

腰ハード

坐骨集中

尻ほぐし

エア強さ一括調節(3段階)

エアじっくりモード NEW

ヒーター機能

背・足裏ヒーター

ストレッチ機能

骨盤ひねり

脚ストレッチ



リラクスマスター AS-R640 マッサージチェア E25

メーカー希望小売価格：オープン価格

【商品仕様】

- 本体寸法：
リクライニングしていないとき(脚部収納時)
幅 約70×奥行 約106×高さ 約106cm
リクライニングしたとき(脚部最大使用時)
幅 約70×奥行 約182×高さ 約78cm
- 梱包箱寸法：
幅 約76×奥行 約134×高さ 約86cm
- リクライニング角度：約118～約150度
- 質量：約60kg
- 電源：AC100V (50/60Hz)
- 消費電力：141W (ヒーター：40W)
- 定格時間：20分 (オートタイマー 約15分)
- 医療機器認証番号：
306AHBZX00049000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK)


ベージュ×ブラウン(CB)

JANコード
4951704173940

JANコード
4951704173957

- 電気代の目安：約66円/月<ヒーターとマッサージを1日約30分毎日使用した場合>
 - 電気代の目安：約47円/月<マッサージを1日約30分毎日使用した場合>
- ※電力料金目安単価：31円/kWh(税込)で算出。(当社調べ)

寸法(cm)



推奨搬入幅：本体幅 約70cm+養生幅 約6cm



ブラック(BK)



ベージュ×ブラウン(CB)

ご使用にあたって

- この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するこ。

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき) ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性(とう(疼)痛性)疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612 受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、
お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使い方をお電話で
サポート!

ソムリエコール ☎ 0120-113-706
受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

フジ医療器製品の
消耗品・別売品は!

フジ医療器オンラインショップ
www.fujiiryoki.shop



美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店に
ご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2026年6月現在のものです。

●お求めは...