

FUJIIRYŌKI

パワフルマッサージで、
集中スピードケア。



フットマッサージャー
FT-400


ふくらはぎと足裏を
速攻^{※1}ダブルケア

ふくらはぎ

ミルキング指圧^{※2}

足裏

つかみ指圧^{※2}



※1 もみメカによるマッサージ動作をイメージした表現です。
※2 指圧とは、もみ板やローラーなどの動きを組み合わせた動作です。

NEW

マッサージコース

爽圧

柔圧

強圧



マニュアル

もみの速さを
2種類から選べます

パワーモード

より強いマッサージ
に変更します

お好みで選べる3種類のマッサージコース

爽圧
(そうあつ)

ゆっくりとしたもみ動作を繰り返し、
リラックスできるコースです


柔圧
(じゅうあつ)

圧迫/保持と開放を繰り返し、
心地の良い圧で刺激するコースです

強圧
(きょうあつ)


もみ動作と、段階的にしっかり圧をかけて
もみこむ動作を組み合わせたコースです

ふくらはぎ／足裏の疲れを ダブルマッサージで効率よく同時にもみほぐす。




ふくらはぎミルキング指圧※

もみ板＋回転ローラー



足裏つかみ指圧※

もみ板＋突起付足裏ローラー



左右のもみ板でふくらはぎをしぼるようにほぐします。
同時にふくらはぎ裏をローラーで刺激します。

※指圧とは、もみ板やローラーなどの動きを組み合わせた動作です。


足の甲を左右からもみ板で挟み、足裏ローラーでほぐします。
つま先とかかと付近は指圧突起で刺激します。

ふくらはぎの筋肉を力強くもみほぐすパワフルマッサージ



パワーモード搭載

ふくらはぎのもみ板の間隔が狭くなることで、
パワフルなマッサージに変わります。



フットマッサージャー H23 FT-400

メーカー希望小売価格：71,280円(税込)

本体寸法：幅 約50.5×奥行 約38.5×高さ 約41cm

梱装箱寸法：幅 約53×奥行 約43.5×高さ 約43.5cm

適応サイズ(目安)：ふくらはぎ周囲 約38cm以下

足サイズ 約32cm以下

質量：本体 約7kg(梱装箱 約8.5kg)

電源：AC100V(50/60Hz)

消費電力：40W(待機電力：1W以下)

定格時間：20分(タイマー 約15分)

医療機器認証番号：305AHBZX00030000

(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

J A N コード：4951704135177



ブラック(BK)



清潔に保てる
洗えるカバー

カバーは取り外して手洗いで
きます。ファスナー式で取り外
しも装着も簡単です。



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル

0120-027-612

受付：平日9:00～17:30

(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号

06-4793-0818

FAX・Webでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…