

FUJI RYŌKI

耳かけ型補聴器 R24

FUJI BACH 10/08 RIC



声が届く、心が届く。

FUJI BACH

Hearing voices means hearing hearts.

FUJI BACH

Hearing voices means hearing hearts.



フジ医療器と補聴器

1954年創業以来、マッサージチェアの販売を続ける中で、様々な健康のお悩みをお持ちのお客様と向き合ってきました。特にきこえに悩まれている方は多く、25年以上に渡ってフジ医療器は補聴器を皆様にお届けしてきました。

その中で、まだまだ多くの方に商品が届いていない現状や、「きこえる喜び」をもっと身近に感じてほしいという思いが募り、オリジナルブランド補聴器“FUJI BACH(フジバッハ)”は生まれました。

FUJI BACH 10/08 Made in Germany

フジ医療器の想いを込めた補聴器FUJI BACH 10/08は、医療先進国であり豊かな音楽文化を持つドイツの工場で作られています。

ドイツの音楽家バッハが多くのの人々に愛されているように、FUJI BACHもまた、みなさまが美しい音楽や日常の音をもっとクリアに聞き、心に響かせるための、パートナーでありたいと願っています。



まずは、自分の「きこえ」を知ることから。

くらしの「きこえ」についてチェックしましょう。

家族から
テレビの音が
大きいと言われる



聞き間違いが多い



話しかけられたとき、
聞き返す
ことが多い




銀行や病院の
窓口などで、
名前を呼ぶ声が
聞こえにくい



年齢と聴力の関係

聴力の衰えは一般的に30歳代からはじまり、特に高音域から低下していきます。加齢性難聴の特徴として、高い音から聞き取りづらくなります。高い音が聞こえにくくなると言葉の母音は聞こえるものの、子音を聞き取る力が低下していきます。例えば「佐藤さん」と「加藤さん」、「広い」と「白い」のような言葉の聞き間違いが起こりやすくなります。


加齢による聴力の一般的な傾向



出典：立木考「よくわかる難聴」金原出版(2007)/立木考 他「日本人聴力の加齢変化の研究」/「Audiology Japan」45.241～250(2002)より改編

耳の仕組みと難聴の種類

耳は「外耳」「中耳」「内耳」の三つの部分に分かれ、どの部分に障害があるかによって難聴の性質が異なります。



- [外耳] 空気振動となって伝わってきた音を効率よく集音し、外耳道で増幅を行いながら鼓膜によって機械的な振動に変換します。
- [中耳] 鼓膜によって交換された機械的振動を大きく増幅します。
- [内耳] どんな音が入ってきたかを感じ取り、かつその音を電気的な刺激へ変換します。その刺激が、聴神経を通り、脳へ伝えられます。

難聴の種類	
伝音難聴	鼓膜の損傷や中耳炎が代表的なものです。大部分は医学的治療によって聴力を回復させることができます。もし難聴が残っても補聴器を使用することで言葉の聞き取りは大きく改善されます。
感音難聴	聞こえにくいだけでなく音の強弱に対する感覚障害や言葉の聞き間違いなどが起こります。医学的治療は難しく、補聴器にも高度な処理が要求され、ある程度のトレーニングも必要です。
混合性難聴	伝音系・感音系の両方に原因が生じた障害です。こちらも同様に補聴器の高度な処理やトレーニングを要します。



FUJI BACH

耳かけ型補聴器 R24
FUJI BACH 10/08 RIC



reddot winner 2022
レッドドット・デザイン賞2022受賞
FUJI BACH 10のみが受賞しました。



Nougat Brown ヌガーブラウン




Silver grey シルバークレー

医療機器認証番号:306AKBZX00061000

自然なきこえで、より鮮やかな毎日を届けたい。

日々の会話や音楽鑑賞で、息遣いや空気感まで、クリアなサウンドをお届けしたい。コンパクトで細部まで美しいデザインと、快適な装着感を両立。IP67の防水防塵設計により、日常生活で安心してお使いいただけます。



装着時イメージ



耳の後ろに隠れる小型タイプ

コンパクトなフォルムで、肌や髪にしっかりなじむ、カラーをラインナップ。

使いやすさを追求した快適機能



広帯域の自然なきこえ
音の解像度をよりクリアに表現



デザインとフィット感
小さくて軽いので装着感が良い



充電式バッテリー
外出時にも安心な長時間持つバッテリー



スマホアプリと連動
音量調整やプログラム切り替えが可能



スマホ、タブレットと連携して、 動画や音楽をより楽しめる

スマホやタブレットと補聴器がBluetooth®で
直接つながるので、動画や音楽をより良い音で楽しめます。



スマートフォンで専用アプリと連携すると
補聴器を手元で簡単に操作できます。


音量調節

聞きたい
方向を選ぶ

周囲の
音を低減

聞こえの
設定保存

補聴器を
探す



BLUETOOTH®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録
商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用して
います。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

充電・除菌・乾燥、1台3役。 革新的な充電ステーション

FUJI BACH 10/08は専用の、革新的な充電ステーションを
ご用意しています。補聴器を収納するという1ステップだけで、
充電だけでなく、乾燥とケアも自動で完了します。更に充電器
と乾燥器は分離が可能。充電器にはバッテリーを内蔵してお
り、電源がない場所でも最大3回補聴器を充電できます。



"分離式"除菌乾燥充電器



パワーケース (充電ケース)



パワーベース (乾燥台)

UVで雑菌を除菌

紫外線ランプで補聴器を
除菌します。

急速乾燥で湿気除去

乾燥剤不要で急速に湿気
を取り除きます。

補聴器 対応環境と仕様

使用環境や用途に合わせて補聴器をお選びください

■ 使用環境

静か ← 最も騒がしい →

環境	静かな環境	病院	百貨店	飲食店	旅行・デイサービス
機能	10k Hz HD広帯域	48CH制御	アダプティブサウンドズーム	アダプティブノイズガード	シーン検出
FUJI BACH 10 RIC	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
FUJI BACH 08 RIC	★★★	★★★	★★	★★	★

★の数が多いほど性能が高いことを表します

■ 補聴器仕様表

販売名	型番	価格※1	適応聴力範囲		最大音響利得	90dB入力最大出力 音圧レベル(ピーク)	使用電池	電池寿命 (時間)	指向性	両耳連動	プログラム 選択	本体 ボリューム	ワイヤレス	アプリ
					HFA-FOG (+5dB)	ピーク (+3dB SPL以下)								
耳かけ型 補聴器 R24	FUJI BACH 10 RIC	[片耳] 455,000円 [両耳] 855,000円	Mレシーバー	軽度～中・高度	55	117	充電電池	23	●	●	●	●	●	●
			Pレシーバー	中等度～高度	61	123								
	FUJI BACH 08 RIC	[片耳] 355,000円 [両耳] 655,000円	Mレシーバー	軽度～中・高度	55	117	充電電池	23	●	●※2	●	●	●	●
			Pレシーバー	中等度～高度	61	123								

※1 充電器 55,000円(税込)込みの価格です。補聴器本体は非課税です。 ※2 ボリューム・プログラム変更の同期

補聴器の保証について

■ 紛失・破損保証

補聴器本体の紛失またはお客様の過失による損傷の場合、既定の年数・回数に限り無償にて同等品交換、または修理対応いたします。対応製品および年数・回数は右記をご覧ください。 ※ただし紛失保証時には、保証書とともに遺失届が必要です。 ※補聴器本体のみ適用されます。充電乾燥器は適用されません	対象器種 【3年2回】 ・FUJI BACH 10 RIC ・FUJI BACH 08 RIC
---	--

■ 故障保証

補聴器本体 お買上日から3年間、自然故障が生じた場合は無償にて修理いたします。保証期間終了後も、補聴器の修理期間終了まで1回につき40,000円を上限とし、これを超える修理費用はご請求いたしません。 ※自然故障の場合のみ適用されます。修理費用は補聴器1台につきの金額です	対象器種 ・FUJI BACH 10 RIC ・FUJI BACH 08 RIC
充電乾燥器 お買上日から2年間、自然故障が生じた場合は無償にて修理いたします。保証期間終了後も、修理期間終了まで1回につき55,000円を上限とし、これを超える修理費用はご請求いたしません。 ※自然故障の場合のみ適用されます	対象器種 充電乾燥器

オプションについて

製品名	内容	メーカー希望小売価格(税込)
FUJI BACH レシーバーチューブM	1.2.3(各L/R)	12,650円
FUJI BACH レシーバーチューブP	1.2.3(各L/R)	12,650円
FUJI BACH セルストップ	8個入り/治具付	1,210円
FUJI BACH ユニチップドーム	5,7,10	330円
FUJI BACH チューリップドーム	1種類	330円
FUJI BACH パワードーム	S,M,L	330円
FUJI BACH コンチャクリップ	1種類	220円





お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル



0120-027-612

受付:平日9:00~17:30

(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

FAX番号

06-4793-0818

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

消耗品・別売品はコチラ!

フジ医療器オンラインショップ

www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー

株式
会社

フジ医療器

〒540-0011

大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2025年9月現在のものです。

25.09.1S.JP.BE.A 注文No.1766