

直感的な操作&多彩なマッサージ
心身をリラックスさせる特別な空間を演出



詳しくは製品サイトへ

メカとエアーで全身の疲れをトータルリセット

最大施療範囲約91cm「4つ玉Airメカ」
「ロングストロークフレーム」



もみメカの強弱動作をエアーバッグでコントロールすることで、体にやさしくフィットする繊細なマッサージから、しっかりとインパクトのあるもみ心地まで幅広いマッサージを実現しました。

全身を包み込んで、心地よくもみほぐす
「エアーマッサージ」



合計30個のエアーバッグで肩・腕・腰・ふくらはぎ・足首を包み込むように心地よくマッサージします。さらに足先をエアーバッグでつかみながら、2つのローラーで足裏全体をほぐします。


使いやすさと清潔さを両立。カバーは交換可能でメンテナンスも簡単。

直感的な操作&簡単取付
5inchタッチパネル



左右入れ替え可能

衛生面・メンテも安心
取換えカバー(4部位)※



- ① 肩カバー
- ② 腰横カバー
- ③ ふくらはぎカバー
- ④ 足首カバー



終了後はすっきり自動収納
自動リクライニング機能



※枕や一部のカバー、リモコンの購入をご希望の際は、商品ご購入先、またはお客様相談窓口までお問い合わせください。

体形と疲れにフィットする「メカマッサージ」

身長に応じてマッサージポイントを自動調節

肩位置自動検知

一人ひとりの肩位置を自動検知、最適なマッサージを行います。



お好みで選べるもみ心地 7タイプのもみ技(マニュアル)



もみ/リズムもみ



ささみ/リズムささみ



指圧/ストレッチ指圧



背筋伸ばし

マッサージ速さ
5段階調節可能

マッサージ幅
3段階調節可能

タッチパネルで直感的な操作が可能

フルカラータッチパネルリモコン

動作中のみ動作や施療部位、強弱動作やコース時間が一目でわかるフルカラー液晶リモコンを採用しました。

その日の疲れや、お好みに合わせて選べる多彩なマッサージコース

自動コース(全身)

- 疲労回復
- やすらぎ
- じっくり
- リラックス

自動コース(部位別)

- 首 ● 肩
- 腰 ● お尻

マニュアル

- もみ技
- エアー部位
- マッサージ範囲

電源ボタン



施療終了
時間表示

リクライニング
ボタン

お好みの角度に
自由に調節ができます。

急停止ボタン

マッサージチェア MO25 OH-6000

移動用キャスター付き

メーカー希望小売価格:605,000円(税込)

本体寸法:(通常時)幅 約80×奥行 約156×高さ 約127.5cm

(リクライニング時)幅 約80×奥行 約198×高さ 約83cm

リクライニング角度:約117度~約157度

質量:約99.5kg

電源:AC100V(50/60Hz)

消費電力:90W

定格時間:30分(タイマー 約15分)

医療機器認証番号:307AHBZX00016000


(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

JANコード:4951704173803




ブラック(BK)


寸法(cm)



高さ
約127.5cm
本体幅
約80cm



高さ
約127.5cm
奥行 約156cm



高さ
約83cm
最大奥行 約198cm

別売品

首肩専用不織布カバー(30枚入り)

寸法: 横 約40×縦 約71cm

材質: 不織布

メーカー希望小売価格:3,278円(税込)



最小搬入幅 約78cm

搬入幅:本体幅72cm+6cm
(養生のため)以上必要です。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ●この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
●この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612** 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2025年10月現在のものです。

25.10.BQ.BE.A