

FUJIIRYōKI

マッサージチェア H24

シリーズ最高峰モデル

RM-830

心まで解きほぐす、
プレミアム・ケア体験。



ソリューションプレミアム

Solution Premium

RM-830

からだを解きほぐし、心をクリアに整える時間。

そっとからだをあずけるとはじまる、静かな時間。

AIが導く繊細なマッサージ、しなやかなストレッチ動作、

リラックスからコンディショニング、

そしてマインドフルネスへと誘われる上質な癒しのひととき。

日々の疲れやストレスを解き放ち、内側から美しく整える

自分らしさを取り戻すための、プレミアム・ケア体験を、あなたへ。

創業1954年より培ったマッサージメソッド
コンディショニングマッサージ

BODYCARE

AI分析による
マッサージケア

P3

BALANCE

整った身体を目指す
ストレッチケア

P4

BEING

心も癒す
リラクスケア

P5



—— 操作しやすい ——

大きなタッチパネル操作で
最大限の癒し体験を。

5D-AI NAVIGATION

大型のタッチパネルで簡単操作。

ユーザーの状況を分析し、
最適なマッサージメニューを引き出します。



—— 迷わない ——

■ 疲労度から選ぶ

身体の疲れている部位をタップすることで、身体の疲労度を分析します。
分析結果に基づいておすすめのマッサージコースをご案内します。



身体の疲れている部位を、指で押して
(タップして)塗りつぶしてください。



疲労度を分析し、おすすめのマッサージ
コースが表示されます。

■ 目的から選ぶ

その時の時間帯や状態など、目的
からあなたにピッタリなコースを
分析し、ご案内いたします。



■ 履歴から選ぶ

直近で行ったマッサージコース
を最大10件表示します。



—— 自分好みにカスタマイズ ——

■ ユーザーカスタマイズモード
(最大2名分)

ユーザーの肩位置・背すじラインからマッサージポイントのみみやエアの力加減を
自分好みにカスタマイズ登録。
登録後、毎回のマッサージ設定の手間やセンシング時間を短縮することができます。

step1 体形情報の測定

AIダブルセンシング＋
一人ひとりの肩位置と背すじラインを
検出します。



step2 肩から臀部のもみ加減を登録

背すじライン
カスタマイズ

検出した背すじラインをもと
に、マッサージポイント8か所
それぞれのもみ加減を調節
できます。



step3 一番リラックスできる体勢の登録

リクライニングカスタマイズ
リクライニングの角度を自在に
調節し登録します。



無段階で
角度登録
可能

step4 全身のエアの強さをフィッティング

エアークスタマイズ

全身8か所のエアをお好みの強さに
登録できます。



BODYCARE

AIによる緻密なセンシング技術とユーザーに合わせて最適化されたマッサージで身体をケアします。

5D-AI PLUS

フジ医療器のAI技術

ユーザーの体形や筋肉の状態などの情報をAIが自動的にマッサージに反映する制御システムを実現。強さ、技、滑らかさを一人ひとりの身体に合わせた施療を行います。

1秒間に
約200回
自動制御


最大突出量
約12.5cm

強弱調節
最大12段階
自動コース時:7段階
手動時:12段階

背すじの8か所のマッサージポイントを検出し最適なマッサージに自動調節します。

AIダブルセンシング+ 独自機能

肩位置を検出する「肩位置検知システム」によりマッサージポイントを割り出し、さらに「S字ライン検知システム」が8か所のセンシングを行うことで背すじラインを検知します。この背すじラインに沿って心地よいマッサージを実現します。



足裏つかみ指圧

しっかりと足をつかむようにエアバッグで足首と甲をホールドした後、専用ローラーが足裏全体を集約的にマッサージします。



オットマンぴったりフィット

身長に合わせて長さを調節できます。脚部に2つのスライド機構（電動式とスプリング式）を採用。



AIによる繊細で無駄のないもみ心地を実現。

5D-AIメカPLUS

AIによるもみ動作制御と高精度のモーターにより、従来の機械的な動作から手技のような滑らかなマッサージを実現。さらに人それぞれの筋肉の状態に合わせて1秒間に約200回の動作補正を行い安定したマッサージでコリのポイントをしっかりとほぐします。



5D-AIメカPLUSによるもみ動作イメージ



53タイプのもみ技

もみ 14タイプ	たたき 7タイプ	伸ばし動作 11タイプ	首肩専用 10タイプ	背腰専用 11タイプ
-------------	-------------	----------------	---------------	---------------

BALANCE

筋肉をやわらげて伸ばすストレッチ動作を行うことでバランスの整った身体づくりを目指します。


高性能エアーシステム

全身8部位のエアーの強さをそれぞれ7段階で調節が可能です。血行促進を図るリズムカナル動作のパルスモードや、手もみのように緩急のあるエアーマッサージが体感できます。



ストレッチ機能

エアバッグで身体を固定し、背もたれと脚部を同時に上下動かさせることで全身をじっくり伸ばします。



多彩なストレッチメニュー（詳しくはP6）

- 6種類の全身ストレッチ
- 7種類の部位別ストレッチ

マインドフルネス

「瞑想」をコンセプトにした30分の自動コース。
ゆったりとしたエアーマッサージで全身をじっくり、やさしくほぐします。




ダブルヒーター

マッサージのひとつときを、より快適にするために
2種類のヒーターを搭載しました。
・ヒーターのみの使用も可能です。
・設定温度:約38～45℃(室温20℃～25℃の場合)
※室温等により体感温度が異なる場合があります。



足裏ヒーター

冷えやすい足先をじんわりと温めます。



即熱マルチヒーター

独自機能

ヒーターを内蔵した背パッドを採用。背面に敷くと腰まわりを、ファスナーを外して前面にセットすると、お腹まわりを温められます。




トータルリラックスポジション

リラックスした心地よい寝姿勢に。
ストレッチの体感をより向上させます。



大型8インチ タッチパネル

大きな画面と文字で分かりやすく直感的に操作いただけます。



- 1 もみ玉マッサージ強さ調節
もみ玉マッサージの強さを調節します。
(7段階または12段階)
- 2 エアーマッサージ全体強さ調節
エアーマッサージ全体の強さを一括調節します。(7段階)
- 3 足裏ローラー強さ調節
足裏ローラーマッサージの強さを調節します。(3段階)
- 4 リピート 次のもみ技を繰り返します。
スキップ 次のもみ技に進みます。
- 5 肩位置/腰位置設定
肩位置・腰位置(上下)を調節します。
- 6 エアーマッサージ部位別設定
エアーマッサージの強さを部位別に調節します。
- 7 エアーマッサージのオプション動作を選択します。
(6か国語対応)
日本語、英語、中国語(簡体字)、
中国語(繁体字)、韓国語、ベトナム語

おすすめコース・自動コースから選ぶ

心地よい全身マッサージから気になる部位ごとの集中マッサージまで、
計40種類のコースメニューから選べます。



おすすめコース

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| スタンダード
18分 | おすすめのマッサージメニューを盛り込んだ
全身マッサージコース |
| ハート
18分 | 首・肩・背を中心に上半身のコリを
しっかりほぐすコース |

自動コース

	VIP			ソムリエ			ナイトヒーリング		
	30分	30分	30分	30分	30分	30分	30分	30分	30分
全身	極 疲労回復 18分	疲労回復 18分	リフレッシュ 18分	やすらぎ 18分	ソフト 18分	クイック 7分			
部位	首肩 極 疲労回復 18分	首肩 疲労回復 18分	首肩 リフレッシュ 18分	首肩 やすらぎ 18分	首集中 7分	肩集中 7分	肩甲骨集中 7分	背 体幹ほぐし 7分	
	腰 極 疲労回復 18分	腰 疲労回復 18分	腰 リフレッシュ 18分	腰 やすらぎ 18分	腰集中 7分	腰 体幹ほぐし 7分	坐骨集中 7分	脚集中 7分	
ストレッチ	コンディショニング 30分	マインドフルネス 30分	極 全身ストレッチ 18分	全身ストレッチ 18分	全身エアー 18分	テクニカルストレッチ 18分			
	首ストレッチ 7分	肩ストレッチ 7分	背ストレッチ 7分	腰ストレッチ 7分	骨盤コアストレッチ 7分	脚/膝ストレッチ 7分	そらしストレッチ 7分		

マッサージチェアの歴史はフジ医療器の歴史

世界のマッサージチェアを先導するフジ医療器。
1954年から時を経て進化してきた技術があります。



世界のマッサージチェアを先導するフジ医療器。1954年から時を経て進化し続けてきた技術があります。

フジ医療器 世界初! 量産型マッサージチェア が機械遺産に認定!

※2014年8月7日認定



機械遺産第68号
フジ自動マッサージ機
世界初の量産型
マッサージチェア



ソリューションプレミアム RM-830 マッサージチェア H24

メーカー希望小売価格:880,000円(税込)

仕様

- 本体寸法:
(リクライニングしていないとき・脚部収納)
幅 約85×奥行 約141×高さ 約124cm
リモコンスタンド含む本体幅:約87cm
(リクライニングしたとき・脚部最大使用)
幅 約85×奥行 約212×高さ 約73cm
- 本体寸法(開梱時):
幅 約70×奥行 約171×高さ 約97cm
- 梱包箱寸法:幅 約75×奥行 約175×高さ 約104cm
- リクライニング角度:約117°～約164度
- 質量:約96kg ●電源:AC100V(50/60Hz)
- 定格入力(消費電力):125W(待機電力:0.3W)
- 電動機消費電力:100W ●加熱器消費電力:25W
- 定格時間:30分(オートタイマー約7/18/30分)
- 医療機器認証番号:306AHBZX00041000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ホワイト(WH)
JANコード:4951704173858

フロアマット

床を保護するための専用
フロアマット付きです。



着脱式枕・背パッド

簡単に取り外してお手入れすることが
可能です。




- 電気代の目安:約58円/月(ヒーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合)
 - 電気代の目安:約47円/月(マッサージを1日約30分、毎日使用した場合)
 - 電気代の目安:約23円/月(ヒーターを1日1時間、毎日使用した場合)
- ※電力料金目安単価 31円/kWh(税込)の場合で算出。(当社調べ)

【搬入・設置】

●推奨搬入幅

本体最小幅 約70cm
+養生幅 約6cm


推奨
搬入幅
約76cm



●設置

リクライニングできるスペースをあけて、
水平なところに設置してください。前方
方向に30cm以上、後方向に50cm以上必
要です。

【寸法図 (cm)】



※交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。この商品を使用できるのは日本国内のみです。日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(僞)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。) ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●膵臓炎の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612** 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。	Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、 お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。
FAX番号	06-4793-0818	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

RM-830の使い方を お電話でサポート!	ソムリエコール 0120-113-706 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)		フジ医療器製品の 消耗品・別売品は!	フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop
--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------------------------

●お求めは…

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店に
ご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2025年10月現在のものです。

25.10.3M,BD,BE,A [注文No.1815]