

FUJIIRYŌKI

Relax Solution

リラックス ソリューション

マッサージチェア HJ25 SKS-T1000

全身の疲れを多彩な
マッサージ&ストレッチ※で
トータルリセット

直感的な操作が可能
5inchタッチパネル



詳しくは製品サイトへ




※ストレッチは伸ばす動作を応用したマッサージです。



NEW

最大施療範囲約91cm「4つ玉Airメカ」
「ロングストロークフレーム」



最大
施療範囲
約91cm



もみメカの強弱動作をエアバッグでコントロールすることで、体にやさしくフィットする繊細なマッサージから、しっかりとインパクトのあるもみ心地まで幅広いマッサージを実現しました。

NEW

脚部をしっかりとみほぐす新体感
「ほぐしエアーローラーメカ」



ふくらはぎをエアバッグで挟み込みながら、さするような動作でもみほぐす新機構を採用。さらに、ふくらはぎ裏をローラーで刺激し、足先はエアバッグでつかみながら2つのローラーで足裏全体をほぐします。

全身を包み込んで、心地よくもみほぐす「エアーマッサージ」

肩・腕・腰・ふくらはぎ・足首に
合計30個のエアーバッグを
搭載、全身を包み込むように
マッサージ。

エアーバッグ

30個

エアー
強弱調節

5段階

じっくり温めて癒される「マルチヒーター」

背中またはお腹に使えるマルチヒーターを採用。
マッサージしながら、じっくり心地よく温めます。



腰まわりを温める時



お腹まわりを温める時

筋肉を伸ばしてほぐす ストレッチ機能


エアーバッグで脚部や肩
部を固定し、リクライニ
ングを動かしながらス
トレッチ動作を行います。

※ストレッチは伸ばす動作を応用したマッサージです。



身長に応じてマッサージポイントを自動調節 肩位置自動検知

一人ひとりの肩位置を自動検知、
最適なマッサージを行います。



その日の体調や疲れに合わせて 自動コース12種類

リラックス環境を充実させる
Bluetooth®スピーカー

最適な角度へワンタッチ操作 リクライニング機能

直感的な操作が可能
5inchタッチパネル

リラックスソリューション マッサージチェア HJ25 SKS-T1000


- 本体寸法:
(リクライニングしていないとき・脚部収納)
幅 約80×奥行 約156×高さ 約127.5cm
(リクライニングしたとき・脚部最大使用)
幅 約80×奥行 約198×高さ 約83cm
(開脚時)幅 約72×奥行 約190×高さ 約83cm
- 質量: 約101kg ● 定格電源: AC100V(50/60Hz)
- 定格入力(消費電力): 140W
- 定格時間: 30分(オートタイマー: 約15分)
- 電動機消費電力: 100W ● 電熱器消費電力: 40W
- リクライニング角度: 約117°~約157度
- 張地: PUレザー ● 生産国: 中国
- 医療機器認証番号: 307AHBZX00005000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK): 4951704173735

※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

お好みで選べるもみ心地 7タイプのもみ技



もみ/リズムもみ

さざなみ/リズムさざなみ

指圧/ストレッチ指圧

背すじ伸ばし

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●関節炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ●この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

●この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号

06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、

お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2025年7月現在のものです。